

Buretas automáticas, modelo Pellet, vidrio de borosilicato 3.3 ámbar

SILBERBRAND.
25 ml: Clase B, Tolerancia según DIN EN ISO 385.

50 ml: Clase B, según DIN EN ISO 385.
Puesta a cero automática. Graduaciones e inscripciones en esmalte blanco. Llave de paso intermedia para la evacuación del líquido restante. Calibrada para suministrar (EX). Con llave de PTFE en la valoración y llave de paso intermedia.
Clase de precisiún: B

Volumen nominal bureta ml	Divisiún ml	Tolerancia $\pm$ ml	Estúndar	Material de la llave de paso	Color	Graduaciún de color
25	0,10	0,08	DIN EN ISO 385	Tapón de PTFE	marrón	blanco
50	0,10	0,1	DIN EN ISO 385	Tapón de PTFE	marrón	blanco

Zubehör:
Frascos para buretas de repuesto, vidrio / BRAND

Alternativen:
Buretas automáticas, vidrio, patrön de Schilling, vidrio de borosilicato 3.3, clase B / BRAND