

Puntas de pipeta epT.I.P.S[®] estándar, BioBased, Eppendorf Quality[®]

Las puntas de pipeta están fabricadas en polipropileno 100 % biobasado.

- Envasadas en bolsas resellables
- Certificado ISCC PLUS
- Etiqueta ACT
- Idénticas propiedades de rendimiento y calidad que el epT.I.P.S[®] de base fosil equivalente

Forma de la punta:		estándar					
Capacidad	Capacidad mín.	Capacidad máx.	Longitud	Color	Paquete	Material	Contenido ud. Embalaje
	µl	µl	mm				
0,1 ... 10 µl	0,1	10,0	34,0	gris oscuro	2 x bolsa de 500	PP	1000
0,1 ... 20 µl	0,1	20,0	40,0	gris claro	2 x bolsa de 500	PP	1000
0,5 ... 20 µl	0,5	20,0	46,0	gris claro	2 x bolsa de 500	PP	1000
2 ... 200 µl	2,0	200,0	53,0	amarillo	2 x bolsa de 500	PP	1000
20 ... 300 µl	20,0	300,0	55,0	naranja	2 x bolsa de 500	PP	1000
50 ... 1.000 µl	50,0	1000,0	71,0	azul	2 x bolsa de 500	PP	1000
50 ... 1.250 µl	50,0	1250,0	76,0	verde	2 x bolsa de 500	PP	1000
50 ... 1.250 µl	50,0	1250,0	103,0	verde oscuro	4 x bolsa de 250	PP	1000
250 ... 2.500 µl	250,0	2500,0	115,0	rojo	5 x bolsa de 100	PP	500
100 ... 5.000 µl	100,0	5000,0	120,0	violeta	5 x bolsa de 100	PP	500
200 ... 5.000 µl	200,0	5000,0	175,0	violeta	3 x bolsa de 100	PP	300