

Microcentrifuga 5430/5430R (General Lab Product) con rotor FA-45-30-11,

Estas centrifugas son productos de laboratorio generales para fines de investigación.

Velocidad: 17.500 1/min
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

Tipo	Máx. RZB x g	Velocidad máx. 1/min	Con refrigeración	Temperatura mínima °C	Temperatura máx. °C	Temperatura	Ancho mm
5430	30130	17500	No		40	40 °deg;C	330
5430 R	30130	17500	Sí	-11	40	-11 ... 40 °deg;C	380
5430	30130	17500	No		40	40 °deg;C	330
5430 R	30130	17500	Sí	-11	40	-11 ... 40 °deg;C	380

- Zubehör:
- [LLG] Rotores de ángulo fijo para microcentrifugas 5430/5430 R, incl. Tapa de rotor QuickLock / Eppendorf SE
 - [LLG] Rotor de ángulo fijo FA-45-24-11-HS para microcentrifugas 5430/5430 R, incl. tapa de rotor QuickLock®, resistente a productos químicos / Eppendorf SE
 - [LLG] Rotor basculante S-24-11-AT para microcentrifugas 5430/5430 R, incl. tapa de rotor QuickLock®. / Eppendorf SE
 - [LLG] Rotores de ángulo fijo para microcentrifugas 5430/5430 R, incl. tapa del rotor / Eppendorf SE
 - [LLG] Rotor de ángulo fijo F-35-6-30 para microcentrifugas 5430/5430 R, incl. tapa del rotor y 6 adaptadores para recipientes cónicos / Eppendorf SE
 - [LLG] Rotor basculante A-2-MTP para microcentrifugas 5430/5430 R, incl. tapa del rotor y 2 cubetas / Eppendorf SE
 - [LLG] Rotor de ángulo fijo F-45-30-11 para microcentrifugas 5430/5430 R, incl. tapa del rotor, resistente a productos químicos
 - [LLG] Rotor basculante A-4-38 para centrifugas 5702/5702 R/5702 RH, sin cubetas / Eppendorf SE

- Alternativen:
- Microcentrifuga 5430/5430R (IVD) sin rotor, con teclado de lámina / Eppendorf SE
 - Microcentrifuga 5430/5430R (IVD) sin rotor, con mandos giratorios / Eppendorf SE
 - Microcentrifuga 5430/5430R (IVD) con rotor FA-45-30-11, con mandos giratorios / Eppendorf SE