

[LLG] Medidor de pH/ion Orion®; Pro Star PI214, kit de fluoruro

Material de suministro: Medidor de pH/ion, soporte de electrodos, electrodo de fluoruro selectivo de iones (9609BNWP), sonda de temperatura ATC (927007MD), sonda agitadora (096019-WA), est´ndar de fluoruro 100 ppm, est´ndar de fluoruro 0,5, 1 y 5 ppm premezclado con TISAB II, soluci´n TISAB II, unidad flash USB, cable de PC, fuente de alimentaci´n universal con adaptador de enchufe EU, UK, US, AUS y China.

Rango de pH:	-2,000 ... 20,000
Resoluci´n del rango de pH:	0,1/0,01/0,001
Precisi´n del rango de pH:	±0,002
Rango mV:	-2000 ... 2000
Precisi´n del rango de mV:	±0,2 mV oder ±0,05 % vom Messwert (der größere Wert gilt)
Concentraci´n de iones (ISE):	0,0001 ... 19999
Resoluci´n de la concentraci´n de iones	0,0001 Minimum, 1 bis 5 Stellen
Precisi´n de la concentraci´n de iones (ISE):	±0,2 oder ±0,05 % vom Messwert (der größere Wert gilt)
Temperatura:	-30 ... 130 °C
Resoluci´n de temperatura:	0,1 °C
Precisi´n de la temperatura:	±0,3 °C
Interfaces:	2 x USB
Dimensiones (An x L x Alt):	153 x 219 x 92 mm
Peso:	1 kg
Fuente de alimentaci´n:	100 ... 240 V, 50/60 Hz
Grado de protecci´n (IP):	IP 54
Garantía:	2 a´n

Tipo	Valor pH mín.	Valor de pH m´n.	Ancho mm	Profundidad mm	Altura mm	Tipo de energía auxiliar
Orion®; Pro Star PI214 fluoride kit	-2	20	153	219	92	Conexi´n a la red

Alternativen:
[LLG] Medidor de pH/ion Orion™ Pro Star PI214 / Thermo Elect.LED