

[LLG] Husillos RV Disco

Husillos de medición de acero inoxidable conforme a ASTM/ISO 2555. Estos sistemas son adecuados para mediciones sencillas de la viscosidad a velocidad de rotación controlada.

Tipo	Ø mm	Viscosidad mín. mPa·s	Viscosidad máx. mPa·s	Viscosidad	Material	Contenido u
RV-1 Disc	56,26	100	100000	100 ... 100.000 mPa·s	Disco, Ø 56,26 mm	1
RV-2 Disc	46,93	160	400000	160 ... 400.000 mPa·s	Acero inoxidable	1
RV-3 Disc	34,69	400	1000000	400 ... 1.000.000 mPa·s	Acero inoxidable	1
RV-4 Disc	27,3	800	2000000	800 ... 2.000.000 mPa·s	Acero inoxidable	1
RV-5 Disc	21,14	1600	4000000	1.600 ... 4.000.000 mPa·s	Acero inoxidable	1
RV-6 Disc	14,62	4000	10000000	4.000 ... 10.000.000 mPa·s	Acero inoxidable	1