

Refractómetro digital ORL 94BS

Refractómetro digital de sobremesa preciso y sin mantenimiento con 2 escalas, para aplicaciones universales en el laboratorio.

- Gran pantalla multifunción con indicador de temperatura integrado
- Compensación automática de temperatura (ATC)
- Calibración con agua destilada
- Desconexión automática tras 3 minutos
- Posibilidad de medición del valor medio
- Conexión USB o 1 × batería recargable 3,7 V, 3000 mA (no incluida en el suministro)

Material de suministro: Refractómetro digital, pipeta, estuche, cable USB, adaptador de corriente, destornillador

Precisión:	± 0,1 % Brix ± 0,0002 nD
Temperatura:	0 ... 40 °C
Dimensiones (An x L x Alt):	180 x 100 x 55 mm
Peso:	365 g
Tipo de enchufe:	UE
Fuente de alimentación:	100 ... 240 V · AC, 50/60 Hz
Grado de protección (IP):	IP 43

Tipo	Rango de medición	Temperatura máx. °C	Ancho mm	Profundidad mm	Altura mm	Tipo de energía auxiliar Conexión a la red eléctrica
ORL 94BS	0 ... 94 % Brix 1,3330 ... 1,5290 nD	40	180	100	55	