

Columnas analíticas EC NUCLEODUR[®] C18 Gravity, 3 µm

Tamaño de partícula 3 µm, 18% C.
Clasificación USP: L1
Principio de separación: Fase inversa
Tamaño de partícula: 3 µm
Columna eluyente: Acetonitrilo/agua
Tipo de partícula: Totalmente poroso
Con tapa: Sí
Contenido en carbono: 18 %
Estabilidad del pH: 1 ... 11
Resistencia máx. a la temperatura: 60 °C

Método	Material de la columna	Ø int. mm	Longitud mm	Volumen de la columna ml	Contenido ud. Embalaje	Código
Analítica	Acero inoxidable	2	50	0,15	1	4.004 400
Analítica	Acero inoxidable	3	50	0,35	1	4.004 401
Analítica	Acero inoxidable	4	50	0,62	1	4.004 402
Analítica	Acero inoxidable	4,6	50	0,83	1	4.004 403
Analítica	Acero inoxidable	2	125	0,37	1	4.004 404
Analítica	Acero inoxidable	3	125	0,87	1	6.232 333
Analítica	Acero inoxidable	4	125	1,56	1	4.004 405
Analítica	Acero inoxidable	4,6	125	2,06	1	4.004 406
Analítica	Acero inoxidable	2	150	0,45	1	4.004 411
Analítica	Acero inoxidable	3	150	1,05	1	4.004 412
Analítica	Acero inoxidable	4	150	1,9	1	4.004 413
Analítica	Acero inoxidable	4,6	150	2,5	1	4.004 414
Analítica	Acero inoxidable	2	250	0,8	1	4.004 407
Analítica	Acero inoxidable	3	250	1,75	1	4.004 408
Analítica	Acero inoxidable	4	250	3,15	1	4.004 409
Analítica	Acero inoxidable	4,6	250	4,150	1	4.004 410