

Columnas capilares GC BP5

5% Fenil / 95% Dimetil Polisiloxano. Bajo nivel de sangrado. Columna GC de uso general para todos los análisis de rutina como aromáticos, pesticidas, herbicidas, hidrocarburos. Sustitución adecuada de: DB-5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB-5, MDN-5, CP-Sil 8CB, VB-5, ZB-5, VF-5ms.

Espesor de la película µm	Ø int. mm	Longitud m	Temperatura Máx. Isoterma °C	Max. Temperatura Programa de temperatura °C	Conte
0,25	0,22	12	320	340	1
0,25	0,22	25	320	340	1
0,25	0,25	15	320	340	1
0,25	0,25	30	320	340	1
0,25	0,25	60	320	340	1
1	0,25	30	320	340	1
0,25	0,32	25	320	340	1
0,25	0,32	30	320	340	1
0,25	0,32	60	320	340	1
0,5	0,32	25	320	340	1
0,5	0,32	30	320	340	1
1	0,32	30	320	340	1
1	0,32	60	320	340	1
1	0,53	25	320	340	1
1	0,53	30	320	340	1
1,5	0,53	15	320	340	1
5	0,53	30	280	300	1