

Reactor de laboratorio LR-2.ST the Allrounder

Volumen de suministro: Sistema de soporte, agitador de laboratorio EUROSTAR 200 control, parada de seguridad, tapa del reactor.
Volumen de trabajo: 500 ... 2.000 ml
Vacío máx.: 25 mbar
Viscosidad máx.: 100000 mPa·s
Velocidad: 8 ... 290 1/min
Dimensiones (An x L x Alt): 670 x 580 x 1.240 mm
Peso: 25 kg

Tipo	Volumen de trabajo mín. ml	Volumen máx. de trabajo ml	Velocidad mín. 1/min	Velocidad máx. 1/min	Ancho mm
LR-2.ST the Allrounder	500	2000	8	290	670

Zubehör:
Sensor de temperatura H 68.55, acero inoxidable / IKA-Werke
Baño de calefacción HBR 4 control / IKA-Werke
Homogeneizadores T 25 easy clean digital / IKA-Werke
Termostatos de circulación refrigerados y de calefacción CBC 5 control / IKA-Werke
Software de laboratorio Labworldsoft® 6 Pro / IKA-Werke
Accesorios para el reactor de laboratorio LR-2.ST / IKA-Werke
Bomba de vacío de membrana VACSTAR lite / IKA-Werke
Homogeneizadores T 25 easy clean control / IKA-Werke
Bomba de vacío VACSTAR digital / IKA-Werke
[LLG] Bomba de vacío MVP 10 basic, para evaporadores rotativos / IKA-Werke