

Cámaras de recuento, Thoma

Doble red de conteo. Sin clips de fijación. Calibrables. Profundidad de la cámara: 0,1 mm. La red de conteo es igual al cuadrado grande del centro de la cámara tipo Neubauer. La superficie del cuadrado más pequeño es de 0,0025 mm². Como no tiene los cuadrados grandes exteriores, las cámaras tipo Thoma sólo se utilizan para el recuento de trombocitos y eritrocitos.

Cámara de recuento según:		Thoma			
Profundidad de la cámara mm	Paso de malla	Con pinzas de muelle	Contenido ud. Embalaje	Código	
0,1	doble	No	1	9.161 080	
0,1	doble	Sí	1	7.607 192	

Alternativen:
Cámara de recuento tipo Neubauer, mejorada / BRAND
Cámaras de recuento tipo Neubauer, mejoradas, línea clara / BRAND
Cámaras de recuento tipo Neubauer, mejoradas / BRAND